

# メタルフリーカラム

## Bioinert System Column



### 高耐圧 PEEKカラム

★ IDEX社製100MPa耐圧のPEEKカラムハードウェアです。このカラムではPEEK管の外側をステンレスで覆った二重管構造を採用しているため、接液部がメタルフリーで、孔径0.5  $\mu\text{m}$ のフリットを用いているため、サブ2  $\mu\text{m}$ 粒子径の充填剤まで対応可能です。推奨配管接続はフェラルを用いないタイプのもの（IDEX社製Marvel Xなど）、または樹脂フェラルとオシネジが別々のもの（IDEX社製VHP-320など）

### 仕様

材質：内側（接液部分）はPEEK、外側はステンレス

対応可能な粒子径：2  $\mu\text{m}$ , 3  $\mu\text{m}$ , 5  $\mu\text{m}$

対応可能な充填剤：SunShell, Sunniest, SumArmor, Sunriseシリーズ

カラムサイズ：4.6 x 150 mm, 4.6 x 250mm, 2.1 x 50 mm, 2.1 x 150 mm

型番はそれぞれのカラム型番最後の文字の1の代わりにMと表示

### 価格例

それぞれのカラムの価格プラス55,000円

1) SunShell C18, 2.6  $\mu\text{m}$  2.1 x 150 mm, 型番CB697M, 139,000円

2) Sunniest C18, 5  $\mu\text{m}$  4.6 x 250 mm, 型番EB348M, 115,000円

3) SunArmor RP-AQUA, 3  $\mu\text{m}$  4.6 x 150 mm, 型番HR247M, 112,000円

\* 納期につきましては、完全受注製品ですので、お時間を頂くことがあります。

\* 価格は為替の変動により予告なく改定することがあります。

## クロマニックテクノロジーズ