

SunGuard

サンガード

シリーズ

SunGuard Prep : 内径10 mm~20 mm分取カラム用


新発売



- * シンプルな構造
- * ローデッドボリューム
- * ガードカートリッジカラム接続後も 段数維持
- * 内径10mmと20mm分取カラムに使用可
- * 耐圧30 MPa
- * 簡単装着
- * 21mmスパナ付属のスターターキットを設定
- * スターターキットのカプラ (配管) は長さ50mm, 100 mm, 150 mmから1本選択
- * スターターキット費用 : 57,000円~
- * 交換カートリッジ費用 : 14,000円/個

SunGuard : 内径4.6 mm 汎用分析カラム用

- * シンプルな構造
- * ローデッドボリューム
- * ガードカートリッジカラム接続後も 段数維持
- * 5 μ mだけでなく 3 μ mのカラムにも 使用可
- * 耐圧40 MPa
- * 簡単装着 (カートリッジをホルダーに向きを合わせて入れ、手締め後スパナで1/4回転)
- * SunArmor型は、高アルカリ耐久性仕様
- * ガードカートリッジカラム費用 : 17,000円~ (ホルダーにカートリッジ装着)
- * 交換カートリッジ費用 : 5,000円~/個



SunGuard Ultra : ハイスループットカラム※ または細径カラム用



- * "RP"(逆相)はSunShell C18を, "S"はSunShell HILIC-Sコアシェルシリカを内径 2 mm、長さ 3 mmのカートリッジに充填
- * "RP"は全ての逆相カラムに, "S"は全てのヒリックカラムに使用可能
- * ローデッドボリューム
- * 60 MPa以上の耐圧
- * 内径2.1 mmから4.6 mmまでのカラムに使用可
- * スターターキット費用 : 25,000円
- * カートリッジ費用 : 7,500円/個

※ コアシェルカラム (SunShell) や保持容量の小さな高速分析カラムにはSunGuard Ultraを使用下さい。

* 価格表は裏面に表示

ガードカートリッジカラム価格表

SunGuard

SunGuard Prep : 内径10 mm~20 mm 分取カラム用

品 名	粒子径	型 番	価 格
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット (スパナなし) (ホルダー, カートリッジ10x10 mm, カプラ 【長さ50 mm】 各1個)	5 µm	□□371K1	¥57,000
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット (スパナなし) (ホルダー, カートリッジ10x10 mm, カプラ 【長さ100 mm】 各1個)	5 µm	□□371K2	¥57,000
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット (スパナなし) (ホルダー, カートリッジ10x10 mm, カプラ 【長さ150 mm】 各1個)	5 µm	□□371K3	¥57,000
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット (スパナ付き) (ホルダー, カートリッジ10x10 mm, カプラ 【長さ50 mm】 各1個およびスパナ 2本)	5 µm	□□371K1S	¥60,000
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット (スパナ付き) (ホルダー, カートリッジ10x10 mm, カプラ 【長さ100 mm】 各1個およびスパナ 2本)	5 µm	□□371K2S	¥60,000
Sunniest, SunArmor, Sunrise 分取ガードカートリッジカラムスターターキット (スパナ付き) (ホルダー, カートリッジ10x10 mm, カプラ 【長さ150 mm】 各1個およびスパナ 2本)	5 µm	□□371K3S	¥60,000
Sunniest, SunArmor, Sunrise ガードカートリッジ交換用 (2個入り) 10 x 10 mm	5 µm	□□371C	¥28,000
SunGuard Prep 分取ガードカートリッジホルダー 10 x 10 mm	---	HOL71C	¥42,000

型番の空欄 (□□) には、下記充填剤に対応する2桁コードが含まれます。

Sunniest C18	EB	Sunniest PhE (Phenyl)	EP	Sunniest Biphenyl	E8	SunArmor C18	HB
Sunniest C8	EC	Sunniest PFP	EF	Sunniest Silica	ES	SunArmor RP-AQUA	HR
Sunniest RP-AQUA	ER	Sunniest PFP&C18	EV	Sunrise C30 (C28)	SM	SunArmor NH2	HN

SunGuard : 内径4.6 mm 汎用分析カラム用

品 名	粒子径	型 番	価 格
Sunniest,Sunrise ガードカートリッジカラム (ホルダー, カートリッジ 各1個) 4 x 10 mm	5 µm	□□3A1H	¥17,000
Sunniest,Sunrise ガードカートリッジ交換用 (4個入り) 4 x 10 mm	5 µm	□□3A1C	¥20,000
SunArmor ガードカートリッジカラム (ホルダー, カートリッジ 各1個) 4 x 10 mm	5 µm	H□3A1H	¥18,000
SunArmor ガードカートリッジ交換用 (4個入り) 4 x 10mm	5 µm	H□3A1C	¥24,000
SunGuard ガードカートリッジホルダー 4 x 10 mm (共通)	---	HOLA1C	¥12,000
SunGuard / SunGuard Ultra用カプラ : SUS配管* 1本 ,PEEKオンネジ&フェラル各2個 (①)	---	PCO50KN	¥5,600
SunGuard / SunGuard Ultra用フェラル : カプラ用交換フェラル, PEEK製, 10個入り (②)	---	PF192X	¥6,000

* カプラ付属のSUS配管仕様 : 外径1/16", 内径0.13 mm x 50 mm

型番の空欄 (Sunniest,Sunrise:□□, SunArmor:□) には、下記充填剤に対応するコードが含まれます。

Sunniest C18	EB	Sunniest PhE (Phenyl)	EP	Sunniest Biphenyl	E8	SunArmor C18	B
Sunniest C8	EC	Sunniest PFP	EF	Sunniest Silica	ES	SunArmor RP-AQUA	R
Sunniest RP-AQUA	ER	Sunniest PFP&C18	EV	Sunrise C30 (C28)	SM	SunArmor NH2	N

SunGuard Ultra : ハイスループットカラムまたは細径カラム用

品 名	型 番	価 格
SunShell ガードカートリッジカラム RP スターターキット (ホルダー, カートリッジ 2 x 3 mm, カプラ各1個)	CB32CK	¥25,000
SunShell ガードカートリッジ RP 交換用 (2個入り) 2 x 3 mm	CB32CC	¥15,000
SunShell ガードカートリッジカラム S スターターキット (ホルダー, カートリッジ 2 x 3 mm, カプラ各1個)	CS32CK	¥25,000
SunShell ガードカートリッジ S 交換用 (2個入り) 2 x 3 mm	CS32CC	¥15,000
SunGuard Ultra ガードカートリッジホルダー 2 x 3 mm	HOL2CC	¥15,000

- ※ 「ガードカートリッジ交換用」にホルダーは付属しておりません。使用には別途ホルダーが必要です。
- ※ SunGuard Prep/ SunGuard Ultraの場合、初回は、接続部品一式付属のスターターキットをお薦めします。SunGuardにはスターターキットがありません。接続には別途カプラ (型番 : PCO50KN) をお求めください。
- ※ 上記価格には消費税は含まれておりません。
- ※ 外観および仕様は、予告なく変更する場合がございますのでご了承願います。

①



②

